

栄養支援システム カロリースマイル



支援者システム 簡易マニュアル

支援者システム URL	https://cas.questcom.co.jp/CalSml/login.jsf
-------------	---

【用語の説明】

支援者：栄養支援を行う人（医師・管理栄養士・栄養士・運動健康指導士・保健師など）

利用者：栄養支援を受ける人

【システムご利用について】

※はじめに、[2.はじめに][3.1.2 身体管理][3.1.3 行動計画]の設定をしてご利用ください。

画面を戻す場合には【もどる】ボタンをクリックします。

[2.3 管理者機能] 3)～5)は管理者機能になります。支援者機能にお申込みいただいている場合は表示しません。

[2.3 5)支援担当者登録 担当者詳細]においてグループ支援をおこなう場合、及び[支援者連絡]機能は、支援者アカウントを2アカウント以上お持ちの方にご利用いただけるサービスです。尚、カスタマイズが必要になりますので当社までご依頼ください。


1. パソコンにてログインします。

URL

https://cas.questcom.co.jp/CalSml/login.jsf

① ID/パスワードを入力します

② [ログイン]ボタンをクリックします



2. はじめに

【システム管理】タグにて、各設定をします。

1) 問診登録

2) 成分選択

3) グループ登録

4) 利用者登録

5) 支援担当者登録

【システム管理】
クリックします




2.1 1) 【問診登録】

問診をカスタマイズできます。

① [新規作成]ボタン
をクリックします

②コード/名称/
(コメントは任意)/
公開 (選択) /
問診内容 (1問ずつ)
を入力し
問診を作ります

③ [登録]ボタンを
クリックします



2.2 2) 【成分選択】

[3.1.6 食事栄養分析]で表示する成分を選択します。

①食事栄養分析で
表示したい成分に
「✓」をいれます

② [登録]ボタンを
クリックします



2.3 管理者機能（支援者機能のみのご契約の場合 3）～5）のボタンは表示しません）

3) 【グループ登録】グループを作ります。

①[新規作成]ボタンをクリックします

②グループ ID/
グループ名/
開始日/
(終了日は任意)/
を入力します

③[登録]ボタンをクリックします

4) 【利用者登録】利用者を登録します。

①[新規作成]ボタンをクリックします

②利用者情報を入力
します
「※」は必須項目です

③[登録]ボタンをクリックします

5) 【支援担当者登録】4) で作成した利用者の支援を実施する支援者を指定します。

支援者 1 アカウントのお申込みの場合は、お申込者のみ表示します。
 ※支援者アカウントを 2 アカウント以上お持ちの方はグループ支援をご利用いただけます。
 カスタマイズが必要になりますので当社までご依頼ください。

①[選択]ボタンをクリックします

②主担当者を
選択します

③支援する担当者を
「✓」で選択します

④開始日を入力
します

⑤「更新」ボタンをク
リックします

※グループ支援を
実施できるように設
定をしている場合
に表示します

3. 栄養支援

【栄養支援】利用者一覧を表示します。

① 支援する利用者を選択します

検索機能で支援状況新着状況がわかります

3.1 利用者支援

利用者のデータを確認し、支援することができます。

3.1.1 [TOP]

利用者のデータを表示します。

利用者のデータを表示します

3.1.2. [行動計画]

利用者の行動計画を設定します。

① [新規作成] ボタンをクリックします

② 開始日を指定します

③ 運動/栄養/その他を選択します

④ 計画内容を入力します

⑤ [登録] ボタンをクリックします

※[行動計画]を設定しないと、利用者は「実績状況と測定値」の入力できません。

3.1.3 [身体管理]

利用者の目標値を設定します。

① [新規作成] ボタンをクリックします

② 開始日を指定します

③ 目標値(任意)を入力します

④ [登録] ボタンをクリックします

3.1.4[問診] 利用者へ問診を送信します。

①[問診一覧]ボタンを選択します

②送信する問診の[選択]ボタンをクリックします

③[決定]ボタンをクリックします

④[問診送信]ボタンをクリックすると利用者へ問診を送信します

⑤利用者より回答があると問診履歴の回答日に表示されます

3.1.5【身体行動状況】

利用者が実施状況を登録すると表示します

3.1.6【食事分析】

一覧表を表示します
 利用者が食事写真を送信→食べた時間を表示します
 支援者が食事バランス・食事栄養分析を実施→分析結果を表示します

時間をクリックします

①SVを入力します

②[計算]ボタンをクリックします

③[登録]ボタンをクリックします

②[登録]ボタンをクリックします

①「食事バランスガイド」のSV目標値を入力します

食事バランスガイドのSVを入力し、利用者へ摂取状況を知らせることができます

※水色の説明①②は初期設定または変更時に設定します

[食事栄養分析]画面へ

食事栄養分析

③ 該当料理の [選択] ボタンをクリックします

[食事バランス] 画面へ

② [検索] ボタンをクリックします

詳しく食事の栄養素を分析できます

④ [登録] ボタンをクリックします

① 料理名を入力します

※③で該当料理を表示しない場合は、類似料理を検索し「食材」にて編集してください。

3.1.7 【食事状況】

TOP 身体行動状況 食事分析 食事状況 支援文送信 身体管理 行動計画 問診

食事写真を一覧に表示します

3.1.8 【支援文送信】

① [新規作成] ボタンをクリックします

返信欄に [✓] を入れると利用者から返信を受けることができます

② 支援文を入力します

ポイントは必要に応じてご利用ください

③ [送信] ボタンをクリックします

4. 【支援者連絡】

※支援者アカウントを2アカウント以上お持ちの方にご利用いただけるサービスです。
カスタマイズが必要になりますので当社までご依頼ください。

①[新規作成]ボタンをクリックします

②重要度・宛先を選択、タイトル・本文を入力します

③[送信]ボタンをクリックします

④[受信簿]を表示します

[支援者連絡]ボタンをクリックします

ID	氏名	最新ログイン日	属性	性別	優先
user001	クレスト一太郎	2019-06-10 17:20:10			
user002	クレスト次郎	2019-06-10 15:22:06			
user003	クレスト花子	2018-09-07 10:05:06			

5. 【ログアウト】

[ログアウト]ボタンをクリックします

Calorie Smile ご利用の流れ

